



# Задължителна първоначална настройка за WBC Диференциален Брояч за Windows XP и Windows 7

Ако използвате на WBC Диференциален брояч на Windows XP или Windows 7 трябва да направите задължителна първоначална настройка. Преди да направите настройката програмата вероятно е нечетима и изглежда като на Фигура 1.




Фигура 1.

След като сте изтеглили и пуснали програмата, кликнете с десния бутон върху иконата на отворената програма и изберете Properties – Фигура 2.




Фигура 2.

След това на новия прозорец изберете Оформление(Layout). Въведете на Размер на екранния буфер(Screen Buffer Size) Ширина(Width) : 120 и на Размер на прозореца(Screen size) Ширина(Width) : 120 и натиснете ОК – Фигура 3. След което трябва да рестартирате програмата.



Фигура 3.

След направените настройки програмата трябва да изглежда правилно Фигура 4.



Фигура 4.